

1. Omadused

Libilina on valmistatud vastupidavast polüestrist, mis on kaetud veekindla silikoonkattega. Tänu silindrilisele struktuurile ja madala hõõrdumisega materjalile võimaldab see patsientidel hõlpsalt ja ohutult libiseda ilma liigse füüsilise pingutuse või hooldaja keha koormamiseta.

2. Taotlus

Libilina on mõeldud kasutamiseks meditsiiniuasutustes ja kodukeskkonnas. Seda saab kasutada patsientide liigutamise abistamiseks erinevatel pindadel. Libilina kasutamisel on positiivne mõju hooldajate ohutusele, vähendades tõhusalt selja- ja lihaspingete riski ning suurendades patsiendi mugavust tänu vähendatud hõõrdumisele, mis aitab vältida lamatisi.

4. Tehnilised andmed

Saadaval olevad suurused	72 x 71 cm / 122 x 71 cm
Paksus	0,6 mm
Materjal	100% polüester

5. Märkused

Timago International Group ei vastuta toote ebaõige kasutamise, ohutusnõuete eiramise ja väärkasutuse eest.

6. Hooldus

Libilina võib pesta pesumasinas (õrna pesu programmiga) õrnade pesuvahenditega. Ärge kasutage pesuloputusvahendeid. Peske eraldi.

- **Ärge** kasutage toote puhastamiseks valgendit, palsamit ega plekieemaldajaid.
Ärge triikige.

7. Säilitamis- ja transporditingimused

Toode ei tohiks kokku puutuda otsese päikesevalguse, vee ega niiskusega.

8. Garantiiteave

Kõikidele meie ettevõtte levitatavatele toodetele kehtib garantii, mille tingimused on kirjeldatud meie veebisaidil oleval garantiikaardil. Palun võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Pidage meeles, et garantii eesmärgil tuleb ostutõend (kviitung või arve) alles hoida.

9. Sildid

	Viite number		Tootja
	Partii number		Tootmiskuupäev
	Seerianumber		Medit siiniseade
	Märkus		Palun lugege juh is
	Tootja kontrollis oluliste meditsiiniseadmete nõuete täitmist.		

Meie täielik tootevalik on saadaval meie edasimüüjatelt. Lisateavet leiate aadressilt:
www.timago.com. Täname, et valisite Timago!

KASUTUSJUHEND

Lihtne libisemine

Tootekood: SLIDE-TIM



1. Täitmine

Easy Slide on valmistatud vastupidavast polüestrist, mis on kaetud veekindla silikoonkattega. Selle silindriline struktuur ja madala hõõrdumisega materjal võimaldavad lihtsat ja ohutut libisemist.

patsientide liigutamine ilma liigse füüsilise pingutuseta ja hooldaja keha ülekoormamiseta.

2. Taotlus

Libisemisabivahend on mõeldud kasutamiseks meditsiiniasutustes või kodus. Seda saab kasutada abivahendina patsientide liigutamiseks erinevatel pindadel. Libisemisabivahendi kasutamine mõjutab positiivselt hooldaja ohutust, vähendades selgroo ja lihaste pinget riski. See suurendab ka patsiendi mugavust, vähendades hõõrdumist ja aidates ennetada lamatisi.

3. Tehnilised kirjeldused

Saadaval olevad mõõtmed	72 x 71 cm / 122 x 71 cm
Paksus	0,6 mm
Materjal	100% polüester

4. Kommentaarid ja soovitused

Timago International Group ei vastuta toote ebaõige kasutamise, ohutusnõuete eiramise või ettenähtud otstarbest erineva kasutamise eest.

5. Hooldus:

Libilina saab pesta masinpesumasinas (õrna pesu programmiga), ilma pesuloputusvahendita, õrnade pesuvahenditega. Seda tuleks pesta eraldi.

- **Ärge kasutage** plekieemaldajaid, pleegitajaid ega pesupehmedajaid.

6. Säilitamis- ja transporditingimused

Ärge jätke toodet otsese päikesevalguse, vee ega niiskuse kätte.

7. Garantiiteave

Kõikidele meie ettevõtte levitatavatele toodetele kehtib garantii, mille tingimused on kirjeldatud meie veebisaidil oleval garantiikaardil. Palun võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Pange tähele, et ostutõend (kviitung või arve) tuleb garantii eesmärgil alles hoida.

8. Märkistused

	Number viite		Produtsent
	Seerianumber		Tootmiskuupäev
	Seerianumber		Meditseeniseade
	Tähelepanu		Lugege juhiseid
	Tootja on hinnanud vastavust meditsiiniseadmete olulistele nõuetele.		