

KASUTUSJUHEND

Küünarvarre tugi

Tootekood: TGO-C OB 304



Kallid kliendid,

Täname teid meie toote ostmise eest. Loodame, et teie valitud seade vastab teie ootustele.

Soovime teiega jagada olulist teavet.

Timago International Group on Poola ettevõtte, mis levitab meditsiini-, taastusravi- ja ...
ortopeedilised tooted apteekidesse ja meditsiinipoodidesse.

Meie missioon on tagada teie mugavus, pakkudes ohutuid, funktsionaalseid ja kvaliteetseid tooteid.

Meil on selles sektoris pikaajaline kogemus. Timago tooted jõuavad laia kasutajaskonnani

Poolas ja kogu Euroopas meie turustajate (meditsiiniseadmete jaemüüjate) kaudu.

Timago ettevõttekultuur edendab avatust teie vajaduste suhtes. Meie eesmärk on edendada ohutut ja
meie toodete õige kasutamine ravi ja taastusravi eesmärgil mugavuse ja kvaliteedi parandamiseks
elust.

Lisateabe saamiseks kutsume teid külastama meie veebisaiti: **timago.com**.

1. Sissejuhatus

Enne meie toodete kasutamist peaksite seadmeid kontrollima võimalike defektide suhtes, mis võivad olla tekkinud transpordi ajal. Sellisel juhul võtke ühendust edasimüüjaga.

Seejärel lugege palun seda juhendit, mis sisaldab kasutajale olulist teavet.

Kui teil on seadmete kasutamise kohta küsimusi, võtke meiega ühendust. Meie nõustajad aitavad teid.

pakkudes teile pidevalt kogu vajalikku teavet.

Pange tähele, et kui teil on lisaks meie toodete kasutamist puudutavatele küsimustele ka muid küsimusi, siis peaksite pöörduma arsti, meditsiiniõe või füsioterapeudi poole.

2. Omadused

Käerihm on valmistatud õhku läbilaskvast materjalist ja koosneb rindkererihmast, mida saab reguleerida

Takjapaela ja pandla abil. Rihma pehme padi kaitseb kaela hõõrdumise ja liigse koormuse eest.

3. Taotlus

Käetugi on mõeldud käe toetamiseks ja koormuse leevendamiseks kipsi kandmise ajal.

Pärast õlaliigese füüsilisi vigastusi.

Kasutamisinäidustused:

- Käe toetamine küünarvarreluude, küünarnuki- ja õlaliigeste vigastuste korral
- Rehabilitatsiooniprotsessi ajal

4. Vastunäidustused

Ärge kasutage järgmistel juhtudel:

- Naha marrastus
- Ekseem
- Haavad ja muud nahavigastused
- Pärast soojendava geeli või salvi pealekandmist
- Individuaalsed vastunäidustused, mille arst määras kindlaks vestluse ja füüsilise läbivaatuse käigus.

5. Märkused ja soovitused

- **Märkus!** Ärge kasutage toodet ilma arstiga nõu pidamata.
- **Märkus!** Kasutage toodet vastavalt arsti või füsioterapeudi soovitusele.

- **Ärge kasutage** toodet punktis 4 loetletud vastunäidustuste korral.
- **Märkus!** Tõmbelukk tuleb reguleerida ja õigesti suuruse järgi paigaldada. Liiga lõtv või liiga pingul rihm võib põhjustada naha hõõrdumist.
- **Märkus!** Pidage meeles, et rihma kandmise aega tuleks süstemaatiliselt lühendada mille määrab kindlaks professionaalne arst või füsioterapeut, kellel on nõuetekohane meditsiiniline kvalifikatsioon.
- **Märkus!** Kontrollige toote seisukorda regulaarselt. Kahjustuste korral teatage sellest otsekohe müügikohta.
- **Ärge** tehke ise mingeid parandusi ega muudatusi.

MÄRKUS! Timago International Group ei vastuta seadme ebaõige hoolduse, toote ohutusnõuete eiramise ja väärkasutuse eest.

6. Paigaldusjuhend

Märkus! Ärge kasutage tõstelina, kui märkate nähtavaid või tajutavaid kahjustusi.

Märkus! Paigaldamise ja reguleerimise ajal järgige selles kasutusjuhendis sisalduvat teavet. Kasutajad, kellel on tugev valu käes ja piiratud liikuvus võivad vajada kolmanda isiku abi, kellel on sobivad oskused.

- Pange käetugi selga istumis- või seismisasendis.
- Asetage käsi toele nii, et küünarnuki liiges oleks toe tagaosas.
- Mähi vastasõlg rihmaga tagant ettepoole. Reguleeri rihma pikkust takjapaela ja pandla abil nii, et jäse oleks õige nurga all ja kaelapadi asetseb õla piirkonnas.

Märkus! Pidage meeles, et ainult õigesti valitud immobilisaatori suurus tagab korrektse stabiliseerimise ja käe leevenduse.

7. Tehnilised andmed

SUURUS	ÜBERMÕÖT KÄEGA (CM)
XS	45–59
S	60–75
M	76-91
L	92-107
XL	>107

8. Hooldus

- Käsitsipesu sooja vees. Mitte trummeldada, kloorida, triikida, pleegitada, keemiliselt puhastada ega trummeldada kuivatis.
- Veenduge, et takjapael oleks kinnitatud, et materjali mitte kahjustada.
- Kuivatage toatemperatuuril eemal intensiivsest soojusallikast.

Märkus! Hooldusinfo leiate materjali etiketilt.

Märkus! Isikliku hügieeni puudumine, sobimatute säilitusainete ja pesuvahendite kasutamine võib põhjustada marrastused ja muud kahjustused, samuti suurenenud higistamine ja bakteriaalse floora teke.

9. Garantiiteave

Kõikidele meie ettevõtte poolt levitatavatele toodetele kehtib garantii, mille tingimused on kirjeldatud jaotises ostu sooritamisel saadud garantiikaart. Palun pidage meeles, et garantii eesmärgil

Ostutõend (kvititung või arve) tuleb alles hoida.

Kasutajasõbraliku ettevõtte pakume ainult tooteid, mis on põhjalikult testitud materjalide, kvaliteedi ja funktsionaalsuse osas.

Palun võtke meiega ühendust, kui teil on meie teenindusprotseduuri kohta küsimusi.

10. Sildid

	Viitenumber		Tootja
	Partii number		Tootmiskuupäev
	Seerianumber		Esindaja Euroopas Pealiit
	Märkus		Palun lugege seda juhist
	Tootja kontrollis oluliste nõuete täitmist meditsiiniseadmete nõuded.		

11. Soovitavad tooted

Timago International Grupi pakutavate toodete hulka kuuluvad:

Ortoosid ja liigesstabilisaatorid

Manuaalsed ja eriotstarbelised ratastoolid

Käimisrajad ja rullaatorid

Kargud ja kepid

Taastusravivoodid

Abi- ja sanitaartehnika

Lamatisvastased seadmed ja tarvikud

Stabiliseerivad ja fikseerivad vööd

Elektromeditsiiniseadmed

Ühekordselt kasutatavad meditsiiniseadmed

Meie täielik tootevalik on saadaval meie edasimüüjatelt.

Lisateavet leiate aadressilt: timago.com.



Tootja:

Timago rahvusvaheline kontsern

Osaühing ja usaldusühing

Karpacka tänav 24/12

43-316 Bielsko-Biały, Poola

T.: +48 33 499 50 00

Faks: +48 33 499 50 11

E-post: info@timago.com



II väljaanne, kuupäev 28.02.2017