

KASUTUSJUHEND

Kõrge rindkere-nimmeosakraalne korsett tugirihmadega

Tootekood: TGO-R WSLK-R 704



1. Omadused

Kõrge torakolumbosakraalne korsett tugirihmadega on valmistatud elastsest survekangast, mis kinnitatakse eest takjapaelaga. See koosneb...

painduvad tugitraadid (alumiiniumist toed), mis leevendavad selgroogu

Pingutusrihmade süsteem, mis reguleerib stabiliseerimisjõudu, ja rihmade süsteem, mis stabiliseerivad abaluud. Tänu kanga ruumilisele struktuurile on korsett õhku läbilaskev ja igapäevasel kasutamisel mugav.

Korsetti kõrgus on sobiv selgroo rindkere-nimme-ristluu segmendi stabiliseerimiseks.

2. Kasutus

Torakolumbosakraalset korsetti kasutatakse valu vähendamiseks, selgroo stabiliseerimiseks ja närvijuurte dekompressiooniks. Tänu elastsele kangale avaldab materjal lihastele kerget survet.

Kasutamisinäidustused:

- Äge valusündroom rindkere ja nimme-ristluu piirkonnas
- Mitmetasandiline diskopaatia
- Osteoporoos
- Anküloseeriv spondüliit
- Selgrooliigeste põletikud
- Mitmetasandiline ebastabiilsus
- Spondülolistees
- Lülisamba keha patoloogiline murd
- Degeneratiivsed muutused
- Neuropatiline ja radikulaarne sündroom

- Seljalihaste toonuse suurenemine ja valulikkus
- Operatsioonijärgses ravis
- Vigastusjärgses taastusravis

Vastunäidustused

Ärge kasutage järgmistel juhtudel:

- Naha marrastus
- Ekseem
- Haavad ja muud nahavigastused
- Pärast soojendava geeli või salvi pealekandmist •

Individuaalsed vastunäidustused, mille arst määras kindlaks intervjuu ja füüsilise läbivaatuse käigus

3. Märkused

Timago International Group ei vastuta toote ebaõige kasutamise, ohutusnõuete eiramise ja väärkasutuse eest.

4. Paigaldusjuhend

Märkus! Järgige paigaldamise ja reguleerimise ajal selles kasutusjuhendis sisalduvat teavet. Tugeva nimmelülde valu ja piiratud liikumisvõimega kasutajad võivad vajada abi kolmandalt isikult, kellel on vastavad oskused.

- Korseti selgapanemiseks avage korseti esiosas asuvad takjapaelad ja tugirihmad. Pange peale abaluud stabiliseerivad rihmad ja mähkige kere tagant ettepoole nimme-ristluupiirkonna kõrguselt. Kinnitage stabiliseerivad rihmad eest takjapaelaga ja seejärel...

kinnitage tugirihmad.

- Pea meeles, et ainult õigesti valitud suurus tagab õige Rinna-nimme-ristluu selgroo stabiliseerimine ja leevendamine.

5. Tehnilised andmed

SUURUS	TÜVI ÜMBERMÕÖT (cm)
S	70–80
M	80–90
L	90–100
XL	100–110
XXL	110–120
XXXL	120–135

6. Hooldus

- Pese korsetti käsitsi 30-kraadises sooja vees . Ära trummelda, kloreeri, triigi, pleegita, kasuta keemilist puhastust ega trummelkuivatit.
- Veenduge, et takjapael oleks kinnitatud, et materjali mitte kahjustada.
- Kuivatage toatemperatuuril eemal intensiivsest soojusallikast.

Märkus! Hooldusinfo leiate materjali etiketilt.

7. Säilitamis- ja transporditingimused

Seadet ei tohiks kokku puutuda otsese päikesevalguse, vee ega niiskusega.

8. Garantiiteave

Kõikidele meie ettevõtte levitatavatele toodetele kehtib garantii, mille tingimused on kirjeldatud meie veebisaidil oleval garantiikaardil. Palun võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Pidage meeles, et garantii eesmärgil tuleb ostutõend (kviitung või arve) alles hoida.

9. Sildid

	Viitenumber		Tootja
	Partii number		Tootmiskuupäev

	Seerianumber		Meditiiniseade
	Märkus		Palun lugege juhist
	Tootja kontrollis oluliste meditsiiniseadmete nõuete täitmist.		

Meie täielik tootevalik on saadaval meie edasimüüjatelt.



Timago rahvusvaheline kontsern

Spółka z oo i Spółka – Spółka komandytowa

Karpacka tn 24/12

43-316 Bielsko-Biały, Poola

T.: +48 33 499 50 00

Faks: +48 33 499 50 11

E-post: info@timago.com



Red. II, kuupäev 20.05.2021