

KASUTUSJUHEND

Randme- ja pöidlalahas

Tootekood: TGO-C SN-K 403



Kallid kliendid,

Täname teid meie toote ostmise eest. Loodame, et teie valitud seade vastab teie ootustele.

teie ootused. Soovime teiega jagada olulist teavet.

Timago International Group on Poola ettevõtte, mis levitab meditsiini-, taastusravi- ja ...
ortopeedilised tooted apteekidesse ja meditsiinipoodidesse.

Meie missioon on tagada teie mugavus, pakkudes ohutuid, funktsionaalseid ja kvaliteetseid tooteid.

Meil on selles sektoris pikaajaline kogemus. Timago tooted jõuavad laia kasutajaskonnani

Poolas ja kogu Euroopas meie turustajate (meditsiiniseadmete jaemüüjate) kaudu.

Timago ettevõttekultuur edendab avatust teie vajaduste suhtes. Meie eesmärk on edendada ohutut ja
meie toodete õige kasutamine ravi ja taastusravi eesmärgil mugavuse ja kvaliteedi parandamiseks
elust.

Lisateabe saamiseks kutsume teid külastama meie veebisaiti: **timago.com**.

1. Sissejuhatus

Enne meie toodete kasutamist peaksite seadmeid kontrollima võimalike defektide suhtes, mis võivad olla tekkinud transpordi ajal tekkinud. Sellisel juhul võtke ühendust edasimüüjaga.

Seejärel lugege palun seda juhendit, mis sisaldab kasutajale olulist teavet.

Kui teil on seadmete kasutamise kohta küsimusi, võtke meiega ühendust. Meie nõustajad aitavad teid.

pakkuda teile pidevalt kogu vajalikku teavet.

Pange tähele, et kui teil on lisaks meie toodete kasutamist puudutavatele küsimustele ka muid küsimusi, siis peaksite pöörduma arsti, meditsiiniõe või füsioterapeudi poole.

2. Omadused

Randme- ja põidlakaitse on valmistatud õhku läbilaskvast perforeeritud materjalist ja koosneb kergest...

alumiinium tugedest, mis tugevdavad ja stabiliseerivad randmeliigest peopesa ja põidla poolt

külmisest küljest. Ümber lahase rihmade kasutamine tagab stabilisaatori tiheda istuvuse ja kindla immobiliseerimine.

3. Kasutus

Randme- ja põidlahast kasutatakse randme ja põidla fikseerimiseks funktsionaalses asendis, tagades täieliku liikumine metatarsofalangeaal- ja interfalangeaalliigestes. Stabilisaator leevendab randmeluude koormust, liigesekapsli ja kõõlustel.

Kasutamisinäidustused:

- Randmekanali sündroom
- Randmeliigese degeneratsioon
- Randme- ja põidlaluurmurrud
- Halvatuskäe langetamine
- Keerutused ja nihestused
- Pärast kipsi eemaldamist

4. Vastunäidustused

Ärge kasutage järgmistel juhtudel:

- Naha marrastus
- Ekseem
- Haavad ja muud nahavigastused
- Pärast soojendava geeli või salvi pealekandmist

- Individuaalsed vastunäidustused, mille arst määras kindlaks vestluse käigus ja füüsilisel läbivaatusel

5. Märkused ja soovitused

- **Märkus!** Ärge kasutage toodet ilma arstiga nõu pidamata.
- **Märkus!** Kasutage toodet vastavalt arsti või füsioterapeudi soovitusele.
- **Ärge kasutage** toodet punktis 4 loetletud vastunäidustuste korral.
- **Märkus!** Stabilisaator peab olema õige suurusega ja õigesti reguleeritud. Liiga lõtv või liiga Pingul stabilisaator võib põhjustada naha hõõrdumist.
- **Märkus!** Pidage meeles, et stabilisaatori kandmise aega tuleks süstemaatiliselt lühendada. ja mille määrab kindlaks professionaalne arst või füsioterapeut, kellel on nõuetekohane meditsiiniline kvalifikatsioon.
- **Märkus!** Kontrollige toote seisukorda regulaarselt. Kahjustuste korral teatage sellest otsekohe müügikohta.
- **Ärge** tehke ise mingeid parandusi ega muudatusi.

MÄRKUS! Timago International Group ei vastuta seadme ebaõige hoolduse eest.

toode, ohutusnõuete eiramine ja väärkasutus.

6. Paigaldusjuhend

Märkus! Ärge kasutage toodet, kui märkate nähtavaid või tajutavaid kahjustusi.

Märkus! Paigaldamise ja reguleerimise ajal järgige selles juhendis sisalduvat teavet. Kasutajad, kellel on tugev valu randmeliigeses ja piiratud liikuvus võivad vajada kolmanda isiku abi, kellel on sobivad oskused.

- Asetage käsi stabilisaatorisse nii, et põial oleks pöidlaaugus ja takjapaelad oleksid käe seljal. Tugevdav tugi tuleks asetada käele. pöidla pool ja profiilne lahas käe peopesa pool.
- Reguleeri ja kinnita rihmad.
- Lõika kääridega ülemise ja alumise takjapaela otsad sobiva pikkusega, nii et see saab ortoosi külge kinnitada.

Märkus! Rihmad stabiliseerivad ortoosi ja vähendavad või suurendavad survet. Kinnitage rihmad selliselt, et need ei põhjustaks käes verevoolu olulist halvenemist ja ärge sõrmi muljuge.

7. Tehnilised andmed

- Randmekaitse on saadaval kahes versioonis: vasakule või paremale randmele. Mõlemad versioonid on loodud selleks, et stabiliseerida randme küljel, mille jaoks need on anatoomiliselt moodustatud ja mida ei saa kasutada vaheldumisi.

SUURUS	RANDME ÜBERMÕÖT (CM)
S	15.–17.
M	17.–19.
L	19.–21.
XL	21.–23.
XXL	23-25

8. Hooldus

- Käsitsipesu soojas vees. Mitte kloorida, triikida, pleegitada, keemiliselt puhastada ega trummeldada kuivatis.
- Veenduge, et takjapael oleks kinnitatud, et materjali mitte kahjustada.
- Kuivatage toatemperatuuril eemal intensiivsest soojusallikast.

Märkus! Hooldusinfo leiate materjali etiketilt.

Märkus! Isikliku hügieeni puudumine, sobimatute säilitusainete ja pesuvahendite kasutamine võib põhjustada marrastused ja muud kahjustused, samuti suurenenud higistamine ja bakteriaalse floora teke.

9. Garantiiteave

Kõikidele meie ettevõtte poolt levitatavatele toodetele kehtib garantii, mille tingimused on kirjeldatud jaotises

ostu sooritamisel saadud garantiikaart. Palun pidage meeles, et garantii eesmärgil


Ostutõend (kvititung või arve) tuleb alles hoida.

Kasutajasõbraliku ettevõtteks pakume ainult tooteid, mis on põhjalikult testitud

materjalide, kvaliteedi ja funktsionaalsuse osas.

Palun võtke meiega ühendust, kui teil on meie teenindusprotseduuri kohta küsimusi.

10. Sildid

	Viitenumber		Tootja
	Partii number		Tootmiskuupäev
	Seerianumber		Esindaja Euroopas Pealiit
	Märkus		Palun lugege seda juhist
	Tootja kontrollis oluliste nõuete täitmist meditsiiniseadmete nõuded.		



Tootja:

Timago rahvusvaheline kontsern

Spóyka z oo i Spóyka – Spóyka komandytowa

Karpacka tn 24/12

43-316 Bielsko-Biały, Poola

T.: +48 33 499 50 00

Faks: +48 33 499 50 11

E-post: info@timago.com