

KASUTUSJUHEND

Põlvetugi

Tootekood: GenuStrap



1. Omadused

Põlvetoed on valmistatud elastsest materjalist, millel on suurepärased omadused õhu läbilaskvuse ja niiskuse eemaldamise osas. Toe keskosas on rõngaga ava, mis positsioneerib toe ja leevendab põlvekedra koormust. Avatud konstruktsioon ja kolm takjapaeltega rihma võimaldavad mugavat toe pealepanekut ja äravõtmist, samuti täpset sobivust ja kohandamist vastavalt kasutaja vajadustele.

2. Kasutus

Põlveorteesi saab kasutada ennetava ravi ja vigastusjärgse taastusravi eesmärgil, et piirata põlveliigese liikuvusulatust ja parandada funktsionaalset aktiivsust. Ortoos leevendab põlvekedra koormust, stabiliseerib põlve, piirates ebastabiilse liigese külgliikumist.

Kasutamisinäidustused:

- Põlvekedra patoloogilised muutused
- Põlveliigese reumatoidsed põletikud
- Patella apeksi sündroom
- Põlvekedra nihestus
- Sidemete kerge puudulikkus
- Liigse koormuse ja vigastuste ennetav ravi
- Reuma

Vastunäidustused:

Ärge kasutage järgmistel juhtudel:

- Naha marrastus
- Ekseem
- Haavad ja muud nahavigastused

- Pärast soojendava geeli või salvi pealekandmist •

Individaalsed vastunäidustused, mille arst määras kindlaks intervjuu ja füüsilise läbivaatuse käigus

3. Märkused

Timago International Group ei vastuta toote ebaõige kasutamise, ohutusnõuete eiramise ja väärkasutuse eest.

4. Paigaldusjuhend

- Eemaldage ümbermõõdulised rihmad ja asetage põlveliigesele tugiside nii, et rõngaga ava jääks põlve keskosale.
- Kinnitage ülemine ja alumine rihm takjapaelaga keha lähedale.
Seejärel korrake tegevust keskmise rihmaga.
- Kontrollige kinnitatud rihmade õigsust ja õiget asendit
lahased ja rõngas seisvas asendis.

Märkus! Ainult hästi istuv ortoos tagab põlveliigese korrektse stabiliseerimise ja põlvekedra leevenduse.

Märkus! Pikaajaline kasutamine võib põhjustada lihastoonuse vähenemist ja alajäsemete düsfunktsiooni.

5. Tehnilised andmed

SUURUS	ÜKS SUURUS
--------	------------

6. Hooldus

- Pese käsitsi soojas vees. Ära trummelda, klori, triigi
valgenda, keemiline puhastus, trummelkuivati kasutamine.
- Veenduge, et takjapael oleks kinnitatud, et materjali mitte kahjustada.
- Kuivatage toatemperatuuril eemal intensiivsest soojusallikast.

Märkus! Hooldusinfo leiate materjali etiketilt.

7. Säilitamis- ja transporditingimused

Seadet ei tohiks kokku puutuda otsese päikesevalguse, vee ega niiskusega.

8. Garantiiteave

Kõikidele meie ettevõtte levitatavatele toodetele kehtib garantii, mille tingimused on kirjeldatud meie veebisaidil oleval garantiikaardil. Palun võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Pidage meeles, et garantii eesmärgil tuleb ostutõend (kviitung või arve) alles hoida.

9. Sildid

	Viide number		Tootja
	Partii number		Tootmiskuupäev
	Seerianumber		Meditseeniseade
	Märkus		Palun lugege juhiseid
	Tootja kontrollis oluliste meditsiiniseadmete nõuete täitmist.		

Meie täielik tootevalik on saadaval meie edasimüüjatelt.



Timago International Group
Spółka z oo i Spółka – Spółka komandytowa ul.
Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biały, Poola

T.: +48 33 499 50 00

Faks: +48 33 499 50 11

E-post: info@timago.com



11/2023