

KASUTUSJUHEND

Kogujalaortoos

Tootekood: Sky-Walker

Lühike kogujalaortoos

Tootekood: Sky-Walker Low



1. Omadused

Kogujalaortoos koosneb PVC-st valmistatud jalanõukujulisest lahasest ja pehmest materjalist sisevoodriga. Tänu kaasaegsete materjalide kasutamisele on ortoos õhku läbilaskev ning eemaldab suurepäraselt liigse kuumuse ja niiskuse. Kogujalaortoos on varustatud rihmade süsteemiga, mis võimaldab stabiliseerimisjõudu individuaalselt reguleerida, ning profileeritud libisemisvastase tallaga, mis hõlbustab patsiendi võimalikult füsioloogilist kõnnakut. Käimisraami kõrgus on 23 cm.

Sky-Walker Low.

2. Kasutus

Kogujalaortoosi kasutatakse traumajärgses ja operatsioonijärgses taastusravis, et piirata hüppeliigese liikuvusulatust ja parandada funktsionaalset aktiivsust. Ortoos stabiliseerib jala ja säärt vahepealses (neutraalses) asendis hüppeliigese piirkonna traumajärgsete vigastuste korral.

Kasutamisinäidustused:

- operatsioonijärgne ravi
- hüppeliigese keerdumine ja nihestus
- Achilleuse kõõluse rebend
- kipsist fikseerimise alternatiivina
- luumurrud jala, ülemise ja alumise hüppeliigese piirkonnas

3. Vastunäidustused

Ärge kasutage järgmistel juhtudel:

- naha hõõrdumine

- ekseem
- haavad ja muud nahavigastused
- pärast soojendava geeli või salvi pealekandmist

Märkus! Veenilaiendite korral on kogujalaortoosi kasutamine piiratud.

Võtke ühendust oma arstiga, et teha kindlaks, kas toodet võib koos tugisukkadega kasutada.

4. Märkused ja soovitused

Timago International Group ei vastuta toote ebaõige kasutamise, ohutusnõuete eiramise ja väärkasutuse eest.

5. Paigaldusjuhised (istumisasendis, jalg põlvest kergelt kõverdatud)

- Avage takjapaelad ja võtke sisemine vooder välja.
- Asetage sisemine vooder jalale. Vajadusel kasutage kaasasolevaid täiendavaid lisapehmendusi. Kinnitage sisemine vooder takjakinnitusega jalale
- Toetage ortoos esiosa peale ja kinnitage takjapaelad.
Vajadusel pumbake õhkpatja lisatoe saamiseks.
- Vajadusel kontrollige paigalduse õigsust seisvas asendis reguleerige rihmade kinnitusjõudu.

Suuruse andmed (kinga suurus)

S	36–39
M	40–43
L	44–46,5

6. Hooldus

- rihmasid ja sisevoodrit võib pesta käsitsi või pesumasinas temperatuuril 30 °C. Mitte kloorida, triikida, pleegitada, keemiliselt puhastada ega trummelkuivatada.
- Veenduge, et takjapael oleks kinnitatud, et materjali mitte kahjustada.

- Kuivatage toatemperatuuril eemal intensiivsest soojustallikast.
- Puhastage PVC-lahas niiske lapiga ja seebiga.
- Kuivatage lahas hoolikalt.

7. Säilitamis- ja transporditingimused

Seadet ei tohiks kokku puutuda otsese päikesevalguse, vee ega niiskusega.

8. Garantiiteave

Kõikidele meie ettevõtte poolt turustatavatele toodetele kehtib garantii, mille tingimused on kirjeldatud ostu sooritamisel saadud garantiikaardil.

Palun pidage meeles, et garantiinõuete täitmiseks tuleb ostutõend (kviitung või arve) alles hoida.

9. Sildid

	Viide number		Tootja
	Partii number		Tootmiskuupäev
	Seerianumber		Meditiiniseade
	Märkus		Palun lugege juhist
	Tootja kontrollis oluliste meditsiiniseadmete nõuete täitmist.		

Meie täielik tootevalik on saadaval meie edasimüüjatelt.

Lisateavet leiate aadressilt: **www.timago.com**

Täname, et valisite Timago!



Timago International Group

Spółka z oo i Spółka – Spółka komandytowa ul.

Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biały, Poola

T.: +48 33 499 50 00

Faks: +48 33 499 50 11

E-post: info@timago.com



12/2024 (II)